



# TRANSFORMER (0407002)



1



2



3



4



La Transformer es la scooter Apex plegable, ideal para espacios reducidos. Se pliega eléctricamente con su mando a distancia.



## PLEGABLE

Plegado instantáneo y eléctrico gracias a su mando a distancia.

## FÁCIL DE TRANSPORTAR

Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.

## LIGERA


Gracias a su batería de litio su peso total es de 25kg.

## CÓMODA

Gracias a sus apoyabrazos abatibles.


## DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones Transformer (largo x ancho x alto):	960 x 515 x 870-880 mm
Peso con baterías Transformer:	25 kg
Unidades por caja exterior:	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	620 x 555 x 770 mm
Peso total de la caja exterior:	28 kg



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso máximo soportado:	136 kg
Tipo motor:	24V - 120W
Cuadro de mandos:	S-drive 45Amp
<b>Ruedas:</b>	
Rueda transmisión:	178 x 60 mm
Delantera:	152,40 x 38 mm
Antivuelco:	450 x 20 mm
<b>Baterías:</b>	
Especificaciones:	De Litio
Tipo de cargador:	29.4V / 2AR
Peso sin baterías:	24 kg
Pendiente máxima:	15%
Velocidad máxima:	6 km/h
Radio de giro:	104 cm



## CERTIFICADOS



## GARANTÍA

- Bastidor: 2 años\*
- Batería: 6 meses\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.