



SHERPA 905 / 906

(04090008 / 04090012)



La SHERPA 905/906, es la oruga salva escaleras que ayuda al acompañante de los usuarios de sillas de ruedas a subir y/o bajar escaleras rectas.

SEGURO

Gracias a que la liberación y control de seguridad están situados en el manillar. **Pestaña curvada** patentada para un agarre más firme. Batería de 24V que garantiza una mayor durabilidad y duración.

POTENTE

El modelo 906 soporta 150 kilos de peso.

COMPACTO

Su diseño compacto le permite maniobrar en tan solo 97 x 97 cm.



DIMENSIONES Y PESOS


	SHERPA 905 (04090008)	SHERPA 906 (04090012)
Dimensiones min. SHERPA (largo x ancho):	940 x 450 mm	940 x 450 mm
Peso con baterías:	51,5 kg	52 kg
Unidades por caja exterior:	1	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	1140 X 700 X 500 mm	1140 X 700 X 500 mm
Peso total de la caja exterior:	62 kg	65 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SHERPA 905 (04090008)	SHERPA 906 (04090012)
Peso máximo soportado:	130 kg	150 kg
Peso timón:	10,5 kg	10,5 kg
Basculación del timón:	Manual	Manual
Tipo motor:	220W-24V (925 rpm)	180W-24V (2.500 rpm)
Altura max. del escalón:	23 cm	23 cm
Anchura min. del escalón:	80 cm	80 cm
Espacio min. de maniobra:	97 x 97 cm	97 x 97 cm
Velocidad (metros/min.):	5,5 metros	5,5 metros
Autonomía:	45 pisos	35 pisos
Autonomía en reserva:	5 pisos	3 pisos
Inclinación max.:	35°	35°
Cargador:	110-230V	110-230V
Botón bloqueo:	Ubicado en el timón	Ubicado en el timón
Soporte inferior para silla de ruedas:	Plegables	Plegables
Movimiento sobre el suelo:	Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables	Sistema manual con 4 ruedas auto-balanceables



Transportable en piezas.



Medidas Sherpa 905-907

ACCESORIOS

04090018: Barra ajustable (46-60 cm)



CERTIFICADOS



GARANTÍA

- SHERPA: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.