



## ROLLATOR ALUMINIO (0401006SH)

## ROLLATOR ALUMINIO DE FRENO POR PRESIÓN (0401021)

Gracias a sus cuatro ruedas y su estructura de aluminio, los rollator Apex permiten desplazamientos más largos.



### LIGERO

Solo 6,42 kg de peso gracias a su estructura de aluminio.

### CÓMODO

Incorpora asiento con respaldo acolchado, pudiendo bloquear los frenos. Con mangos regulables en altura.

### COMPLETO

Con cesta portaobjetos.

### SEGURO

Doble rueda trasera y conteras antideslizantes que permiten una frenada segura.

### CÓMODO

Incorpora asiento con respaldo acolchado. Con mangos regulables en altura y empuñaduras de espuma.

### COMPLETO

Con cesta portaobjetos y bolsillo para documentación.



### DIMENSIONES Y PESOS

	Rollator Aluminio (0401006SH)	Rollator Aluminio de Freno por Presión (0401021)
Dimensión rollator:	570 x 690 x 810-920 mm	610 x 570 x 790 - 900 mm
Peso rollator:	6,42 kg	7,2 kg
Unidades por caja exterior:	1	1
Dimensión total de la caja exterior:	625 x 185 x 780 mm	630 x 240 x 840 mm
Peso total de la caja exterior:	7,5 kg	8,7 kg

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Rollator Aluminio (0401006SH)	Rollator Aluminio de Freno por Presión (0401021)
Material:	Aluminio	Aluminio
Color:	Azul	Azul
Regulable en altura:	Mangos Regulables	Mangos Regulables
Asiento:		
Medidas:	30,5 x 30,5 cm	33 x 30 cm
Altura del suelo al asiento:	50 cm	54 cm
Peso máximo soportado:	100 kg	110 kg

### GARANTÍA

Rollator: 1 año\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

### CERTIFICADOS

