



Andadores Classic

Vida Activa

Los Andadores Classic de Apex mantienen activos a sus usuarios. Fabricados en materiales ligeros, permiten un uso duradero y cómodo de los mismos.



Andador Classic

El Andador Classic aporta la máxima estabilidad gracias a un diseño robusto y a sus conteras antideslizantes. Está fabricado en aluminio anodizado. Se puede regular en 5 posiciones y puede plegarse fácilmente para su almacenamiento.



Andador Classic 2 ruedas

El Andador Classic 2 Ruedas aporta la máxima estabilidad gracias a un diseño robusto y a sus conteras antideslizantes. Está elaborado en acero. Se puede regular en 8 posiciones y puede plegarse fácilmente para su almacenamiento.



Andador Classic 2 ruedas con asiento

El Andador Classic 2 Ruedas con Asiento aporta la máxima estabilidad gracias a un diseño robusto y a sus conteras antideslizantes. Está elaborado en acero. Se puede regular en 8 posiciones y puede plegarse fácilmente para su almacenamiento. Incorpora asiento acolchado.

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Andador Classic	0401010CM	57 x 28 x 80 cm Caja de 4 uni	10,3 kg
Andador Classic 2 Ruedas	0401035	66 x 27 x 50 cm Caja de 2 uni	11 kg
Andador Classic 2 Ruedas con Asiento	0401038	66 x 27 x 50 cm Caja de 2 uni	12 kg

Especificaciones técnicas	Andador Classic	Andador Classic 2 Ruedas	Andador Classic 2 Ruedas con Asiento
Dimensiones (largo x ancho x alto)	53 x 48 x 81,3 - 91,4 cm	53,5 x 66 x 75 - 95 cm	53,5 x 66 x 75 - 95 cm
Peso del producto	2,3 kg	2,5 kg	2,6 kg
Material	Aluminio anodizado (2,2 cm de diámetro)	Acero (2,2 cm de diámetro)	Acero (2,2 cm de diámetro)
Plegable	Sí	Sí	Sí
Regulable	5 posiciones	8 posiciones	8 posiciones
Ruedas / Conteras	0 / 4	2 / 2	2 / 2
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg	100 kg
Garantía	2 años	2 años	2 años

APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com