

COLOR

LIGHTNESS

DURABILITY



AYUDAS DE MARCHA
WALKING AIDS

**ORT
HOS**

inclusive solutions
WALKING AIDS

BASTONES CRUTCHES

Estética, durabilidad, ligereza, silencio, son características de los bastones ORTHOS XXI. Con diseño moderno y durabilidad comprobada, tienen peso reducido debido a la optimización de sus elementos y a la calidad del aluminio. Reducción del ruido debido a un componente interior en nylon. Elevada adaptabilidad, con distintos niveles de regulación.

Aesthetic, durable, light, silent, are the characteristics of ORTHOS XXI's crutches. With modern design and verifiable enduring, they are light due to components optimisation and to the aluminium's quality. Reduction of noise through an inner nylon component. Highly adaptable, with height adjusters.

C1 ARO FIJO C1 OPEN CUFF

Bastones de adulto con codera fija. Estructura en aluminio de elevada resistencia y ligereza. Con conteras 20mm en caucho antideslizante para mayor seguridad. Tubo en color natural o champán. Regulación en altura. Modelos con doble regulación, para usuarios más altos.

Posibilidad de refuerzo para usuarios hasta 125kg.

Adult crutches with open ring. High resistance and light aluminium structure. With 20mm anti slip rubber caps for safety. Natural or champagne tube colour. Height adjustable. Models with double adjustment for taller users.

Reinforcable for users up to 125kg.



52 CN W/X AF PN ZZ



Doble regulación
Double adjustment
52 CN X AF PN DA



	COLOR COLOUR	REGULACIÓN EN ALTURA HEIGHT ADJUSTMENT	ALTURA MIN. MIN. HEIGHT	MÁX. ARO/CODERA MAX. ULNA/HANDLE	PESO USUARIO USER'S WEIGHT		
C1 puño nylon nylon handle	52 CN X AF PN ZZ	natural	inferior lower	90	115	22	100kg
C1 puño nylon nylon handle	52 CN W AF PN ZZ	champán	inferior lower	90	115	22	100kg
C1 puño nylon doble regulación nylon handle double adjustment	52 CN X AF PN DA	champagne	inferior y superior lower and upper	90	125	22/32	100kg
C1 punho nylon doble regulación nylon handle double adjustment	52 CN W AF PN DA	natural	inferior y superior lower and upper	90	125	22/32	100kg

C8 ARO ARTICULADO C8 CLOSED CUFF



52 CN W/X AM PN ZZ



Doble regulación
Double adjustment
52 CN X AM PN DA



Bastones de adulto con codera articulada. Estructura en aluminio de elevadas resistencia y ligereza. Con conteras 20mm en caucho antideslizante para mayor seguridad. Tubo color de aluminio o champán. Regulación en altura. Modelos con doble regulación, para usuarios más altos.

Possibilidad de refuerzo para usuarios hasta 125kg.

Adult crutches with open ring. High resistance and light aluminium structure. With 20mm anti slip rubber caps for safety. Natural or champagne tube colour. Height adjustable. Models with double adjustment for taller users.

Reinforcable for users up to 125kg.

C7 ACERO C7 STEEL

Estructura en acero cromado de gran resistencia y puño blanda. Regulable en altura en la parte inferior. Conteras antideslizantes de 16mm. Peso máximo de usuario hasta 140kg.

Chromed steel structure, highly resistant and with soft handle. Height adjustable on the lower part. Anti skid 16mm ferrules. Maximum user weight up to 140kg.



52 CN Y FE PM ZZ



Codera articulada
Open ring



Contera caucho reforzada en acero
Steel reinforced rubber ferrule



Puño blanda con reflector
Soft handle with reflector

	COLOR COLOUR	REGULACIÓN EN ALTURA HEIGHT ADJUSTMENT	ALTURA MIN. MIN. HEIGHT	MÁX. MAX.	ARO/CODERA ULNA/HANDLE	PESO USUARIO USER'S WEIGHT
C7 puño nylon nylon handle	52 CN Y FE PM ZZ	chromed inferior lower	90	115	22	140kg
C8 puño nylon nylon handle	52 CN X AM PN ZZ	natural inferior lower	90	115	22	100kg
C8 puño nylon nylon handle	52 CN W AM PN ZZ	champán inferior lower	90	115	22	100kg
C8 puño nylon doble regulación nylon handle double adjustment	52 CN X AM PN DA	champagne inferior y superior lower and upper	90	125	22/32	100kg
C8 puño nylon doble regulación nylon handle double adjustment	52 CN W AM PN DA	champán inferior y superior champagne lower and upper	90	125	22/32	100kg

BASTIDOR INTEGRAL COMPLETE MOULDING

C1 INTEGRAL ARO FIJO

C1 INTEGRAL OPEN CUFF



52 CN 5 AF PM AM

Ligeros, innovadores y con cuidado diseño. Los bastones de bastidor integral integran nueva tecnología y materiales para proporcionar un mayor confort y funcionalidad. Tubo de aluminio de elevada resistencia con bastidor integral con puño blando con reflector. Con conteras de 20mm en caucho antideslizante para mayor seguridad. Bastón con amortiguador. Disponibles en varios colores. **Aprobados para usuarios hasta 150kg.**

*Light, innovative and carefully designed. The complete moulding crutches integrate new technology and materials to offer added comfort and functionality. High resistance aluminium tube with complete moulding with soft handle with reflector. With 20mm anti skid rubber ferrules for added safety. Various colours and height regulation possibility. Possibility to apply an extension for taller persons. Models with shock absorption. Available in various colours. **Approved for users up to 150kg.***

Modelos con amortiguador, muy cómodos, para disminuir las fuerzas de impacto y ayudar a proteger las articulaciones.

Models with shock absorption, extremely comfortable, to reduce the impact forces and protect the joints.

Opciones de colores:
Colour options:

Colores colours 52 CN X AM PM ZZ	Amortiguador Shock absorber	Contera caucho reforzada en acero Steel reinforced rubber ferrule	Clip Clip	Puño blando con reflector Soft handle with reflector
<ul style="list-style-type: none"> 2 negro black 4 azul blue 5 verde green 6 rojo red 7 amarillo yellow 				

		ALTURA MIN. MIN. HEIGHT	MÁX. MAX.	ARO/CODERA ULNA/HANDLE	PUÑO HANDLE	COLOR COLOUR	PESO USUARIO USER'S WEIGHT
C1 puño blando soft handle	52 CN 2/4/5/6/7 AF PM ZZ	90	115	22	blando soft	natural	150kg
C1 amortiguador shock absorber	52 CN 2/4/5/6/7 AF PM AM	90	115	22	blando soft	natural	100kg
C1 amortiguador shock absorber	52 CN 22 AF PM AM	90	115	22	blando soft	negro black	100kg



C8 INTEGRAL ARO ARTICULABLE C8 INTEGRAL CLOSED CUFF



52 CN 6 AM PM AM

Ligeros, innovadores y con cuidado diseño. Los nuevos bastones de bastidor integral integran nueva tecnología y materiales para proporcionar mayor confort y funcionalidad. Tubo de aluminio de elevada resistencia con bastidor integral con puño blando con reflector. Con conteras de 20mm en caucho antideslizante para mayor seguridad. Disponibles modelos en varios colores.

Aprobados para usuarios hasta 150kg.

Light, innovative and carefully designed. The new complete moulding crutches integrate new technology and materials to offer added comfort and functionality. High resistance aluminium tube with complete moulding with a soft handle with reflector. With 20mm anti skid rubber caps for added safety. Height adjustable. Available in various colours.

Approved for users up to 150kg.

Modelos con amortiguador, muy cómodos, para disminuir las fuerzas de impacto y ayudar a proteger las articulaciones.

Models with shock absorption, extremely comfortable, to reduce the impact forces and protect the joints.



Opciones de colores:
Colour options:



		ALTURA MIN. MIN. HEIGHT	MÁX. MAX.	ARO/CODERA ULNA/HANDLE	PUÑO HANDLE	COLOR COLOUR	PESO USUARIO USER'S WEIGHT
C8 puño blando soft handle	52 CN 2/4/5/6/7 AM PM ZZ	90	115	22	blando soft	natural	150kg
C8 amortiguador shock absorber	52 CN 2/4/5/6/7 AM PM AM	90	115	22	blando soft	natural	100kg
C8 amortiguador shock absorber	52 CN 22 AM PM AM	90	115	22	blando soft	negro black	100kg

ANDADORES WALKERS

FUNCIONALIDAD & DISEÑO
FUNCTIONALITY & DESIGN

A1/A2

Andador fijo en aluminio. Una excelente ayuda para el entrenamiento de marcha con seguridad. Posibilidad de regulación en altura. Modelo A2 para niños y adultos hasta 1,50m de altura. Conteras en goma antideslizante.

Fix walker in aluminium. An excellent aid to safely train walking. Height adjustable allowing the proper adaptation to the user. A2 model for children and adults up to 1,50m height. Anti-slip rubber ferrules.

A1
52 AN W FX 01
A2
52 AN W FX 02



A3

Andador articulado en aluminio de 2 niveles para facilitar la incorporación.

Añade a las características de un andador fijo la plusvalía de la deambulaci3n. Plegable. Regulable en altura. Conteras en goma antideslizante.

Articulated 2 levels walker in aluminium. Adds to the characteristics of a fixed walker the added value of walking. Foldable and height adjustable. Anti-slip rubber ferrules.

A3
52 AN X AR 01 2N



Plegable
Foldable



A4

Añade a las características de un andador fijo las plusvalías de la deambulaci3n con ayuda a la incorporaci3n. Se puede cambiar de fijo a articulado por medio de un dispositivo manual. Plegable. Regulable en altura. Conteras en goma antideslizante.

Adds to the characteristics of a fix walker the added values of walking and standing help. It can change from fix to articulated through a manual device. Foldable and height adjustable. Anti-slip rubber ferrules.

A4
52 AN W AR 01



Plegable
Foldable



		COLOR COLOUR	DIMENSIONES DIMENSIONS	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A1	52 AN W FX 01	champán champagne	54 (L) x 43 (P) x 88 (a) 98 (A)	2kg
A2	52 AN W FX 02	champán champagne	47 (L) x 43 (P) x 79 (a) 89 (A)	2kg
A3	52 AN X AR 01 2N	natural champán champagne	58 (L) x 43 (P) x 89 (a) 99 (A)	2kg
A4	52 AN W AR 01	champán champagne	58 (L) x 43 (P) x 82 (a) 92 (A)	2,8kg

A5/A6

A5 (con asiento y bolso) y A6 sencillo) andador de aluminio con ruedas, ligero y compacto. Diseñado para la comodidad y la movilidad del usuario. Sus puños anatómicos son regulables en altura, ofreciendo total seguridad. Ruedas interiores muy apropiadas para espacios angostos. Conteras en goma antideslizante. Plegables para un fácil almacenamiento - siguen en pie incluso cuando están cerrados. A5 disponible en 4 colores: azul, rojo, verde y amarillo.

A5 (with seat and bag) and A6 (simple), aluminium rollator, handy and compact. Designed for comfort and user mobility. Its anatomical handles are height adjustable, offering complete safety. Inner wheels very suitable for narrow spaces. Anti-slip rubber ferrules. Foldable for easy storage - still stands even when closed. A5 available in 4 colours: blue, red, green and yellow.



A5
52 AN X RD AS 04



A6
52 AN X RD 02



	COLOR COLOUR	DIMENSIONES DIMENSIONS	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT	RUEDAS WHEELS	ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT
A5	52 AN X RD AS 02/04/ 05/06/07 azul, rojo, verde o amarillo y aluminio natural / blue, red, green or yellow and natural aluminium	49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)	3,8kg	Ø100mm	58cm
A6	52 AN X RD 02/04/05/ 06/07 aluminio	49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)	3,2kg	Ø100mm	58cm

PIRÁMIDES PYRAMIDS

TRÍPODE TRIPOD



Pirámide p1 / Pyramid p1
52 PI W TP CC

Puño curvo
Curved handle

Altura
Height 80 - 95cm



Pirámide p3 / Pyramid p3
52 PI W TP AF

Puño recto codera fija
Straight handle open cuff

Altura
Height 78 - 92cm



Pirámide p5 / Pyramid p5
52 PI W TP AM

Puño recto codera articulable
Straight handle closed cuff

Altura
Height 80 - 95cm

Estructura en aluminio anodizado champán, ligera, con tres puntos de apoyo. Base en acero negro. Regulación en altura. Conteras de 14mm en caucho antideslizante para mayor seguridad.

Light anodised aluminium structure, champagne colour. Black steel base. Height adjustable. 14mm ferrules in anti skid rubber for improved safety.

QUADRÍPODE QUADRIPOD



Pirámide p2 / Pyramid p2
52 PI W QP CC

Puño curvo
Curved handle

Altura
Height 80 - 95cm



Pirámide p4 / Pyramid p4
52 PI W QP AF

Puño recto codera fija
Straight handle open cuff

Altura
Height 78 - 92cm



Pirámide p6 / Pyramid p6
52 PI W QP AM

Puño recto codera articulable
Straight handle closed cuff

Altura
Height 78 - 92cm



Pirámide p10 / Pyramid p10
52 PI Y QP BE

Puño en cisne
Swan handle

Altura
Height 74 - 93cm

Base
Base 24x14

Estructura en aluminio anodizado champán, ligera, con cuatro puntos de apoyo. Base en acero negro. Regulación en altura. Conteras de 14mm en caucho antideslizante para mayor seguridad.

Light anodised aluminium structure, champagne colour. Black steel base. Height adjustable. 14mm ferrules in anti skid rubber for improved safety.

Estructura en acero cromado, ligera, con cuatro puntos de apoyo. Ideal para subir y bajar escalones. Regulación en altura. Conteras de 14mm en caucho antideslizante para mayor seguridad.

Chromed steel structure, light, with four support points. Ideal to climb stairs. Height adjustable. 14mm ferrules in anti skid rubber for improved safety.

BASTONCILLOS CANES

ALUMÍNIO ALUMINUM

Bastoncillo en aluminio, ligero y resistente. La regulación en altura permite la adaptabilidad exigida para cada usuario y la garantía de que es correctamente utilizado. Con la versión plegable, se hace funcional y práctica cuando se necesita e imperceptible cuando no se usa.

Aluminium cane, light and resistant. The height regulation enables the adaptability required for each user and the assurance that it is suitably used. With the foldable version, it becomes functional and practical when needed and imperceptible when not in use.



Bastoncillo plegable Foldable cane 52 BG X AD WS 00	Bastoncillo de aluminium B001 Aluminium cane B001 52 BG X/W/2 AL EX CT	Bastoncillo de aluminium colores Colored aluminum cane 52 BG X/W/2 AL EX CT	Bastoncillo para invidentes Blind cane 52 BG X IV DD
Puño en T de madeira Wood T handle Regulable en altura Height adjustable Plegable Foldable Altura mínima Minimum height 78cm Altura máxima Maximum height 92cm	Puño en nylon Nylon handle Altura mínima Minimum height 82cm Altura máxima Maximum height 96,5cm Colores natural, champán y negro Colours natural, champagne and black	Puño en T T shape handle Plegable y ajustable en altura Foldable and height adjustable Peso maximo usuario User's maximum weight 112kg Colores amarillo, verde, azul, rojo, púrpura Colours yellow, green, blue, red, purple	Altamente sensible Highly sensitive Muy ligera y resistente Light and resistant Plegable Foldable Con absorción de ruido With noise absorber Altura Height 130cm

MADERA WOOD

Bastoncillos fabricados en madera de haya, las ayudas de marcha mas comunes. Su moderna construcción les confiere las propiedades de durabilidad, resistencia, seguridad y estética.

Canes made of beechwood, the most common walking aids. Their modern built provides durability, resistance, safety and aesthetics.

52BG1MDCCB31

Bb031
Puño curvo
Con anillo marrón
Curved handle
With ring Brown



52BG2MDCCB32

B032
Puño Curvo
Con anillo negro
Black curved handle
With ring



52BG1MDCCB29

B029
Puño curvo sin anillo marrón
Brown curved handle without ring



52BG1MDCMB97

B097
Puño em mármol marrón
Brown marble handle



52BG1MDCPB93

B093
Puño concha marrón
Brown shell handle



52BG1MDSEB141

B141
Madera Señora
Lady wood cane



52BG1MDSE95

B095
Madera Señora
Lady wood cane



52BG1MDSEB100

B100
Puño Señora
Con anillo marrón
Brown lady handle
With ring



52BG1MDCTB80

B080
Puño en T
Sin anillo marrón
Brown T handle
Without ring



52BG1/2MDCTB80

B080
Puño en T
Sin anillo marrón/negra
Brown/black T handle
Without ring



52BG2MDCTOR

B002
Puño T Ny Negra
Black T handle ny



52BG1MDCTOR

B005
Puño T Nylon Marrón
Brown T handle nylon



52BG1/2MDCTB81

B081
Puño T con anillo
Marrón/negra
Brown/black T handle
With ring



OTRAS AYUDAS DE MARCHA

OTHER WALKING AIDS

MULETA AXILAR

AXILLARY CRUTCH

Muleta axilar

Axillary crutch

52 ML W AL AP ZZ

Conteras Ferrules	22mm
Altura mínima Minimum height	110cm
Altura máxima Maximum height	123cm
Peso Weight	0,8kg
Peso máximo de usuario Maximum user's weight	100kg

La muleta axilar es construida en aluminio anodizado champagne de alta resistencia. Con comfortable soporte axilar blando. Regulable en altura en la parte inferior y en el puño.

The axillary crutch is built in high resistance champagne anodised aluminium. With soft comfortable axillary support. Height adjustable in the base and in the handle.



MULETA CANADIENSE

FOREARM CRUTCH



Muleta canadiense

Forearm crutch

52 CN W UB PM ZZ

Conteras Ferrules	22mm
Altura mínima Minimum height	94cm
Altura máxima Maximum height	120cm
Peso Weight	1,2kg

La muleta canadiense es fabricada en acero y aluminio de gran resistencia, regulable en la parte inferior.

The forearm crutch is made in steel and high resistance aluminium, adjustable in the lower part.

ÍNDICE

BASTONES / CRUTCHES

C1 ARO FIJO / OPEN CUFF	36
C8 ARO ARTICULADO / CLOSED CUFF	37
C7 ACERO / STEEL	37

BASTIDOR INTEGRAL / COMPLETE MOULDING

C1 INTEGRAL ARO FIJO C1 INTEGRAL OPEN CUFF	38
C8 INTEGRAL ARO ARTICULADO C8 INTEGRAL CLOSED CUFF	39
ANDADORES WALKERS	40
ROLLATORS	41
PIRÁMIDES (TRIPODES Y CUADRIPODES) PYRAMIDS (TRIPODES AND QUADRIPODES)	42
BASTONCILLOS (ALUMINIO Y MADERA) CANES (ALUMINIUM AND WOOD)	43

OUTRAS AYUDAS DE MARCHA OTHER WALKING AIDS

MULETA AXILAR Y MULETA CANADIENSE AXILLARY CRUTCH AND FOREARM CRUTCH	44
---	----

by **ORTHOS**
XXI
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s

ORTHOSMAIA XXI

C/ Manuel Nuñez nº2 Ofic.9 Pl. 3 | 36203 Vigo | España
Tel: (+34) 886 312 806 | Móvil: (+34) 678 994 993 | E-mail: comercialespana@orthosxxi.com

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua de Santa Leocádia | 4809-012 Santa Leocádia de Briteiros | Guimarães | Portugal
Phone: (+351) 253 470 276/ 70/ 74 | Mobile: (+351) 936 199 005
E-mail: margarida.silva@orthosxxi.com | sofia.martins@orthosxxi.com
Fax: (+351) 253 470 278
info@orthosxxi.com
www.orthosxxi.com