



i Confort (0407004)



La I-Confort gracias a su sistema de amortiguación y sus ruedas altas (9") es la scooter ideal para personas con problemas de espalda. Puede ser fácilmente transportada al desmontarse en 4 secciones.

CÓMODA

Suspensión trasera y ruedas de gran tamaño, lo que le permite amortiguar todo tipo de impactos. Estabilidad y confort gracias a una mayor distancia entre ejes (92 cm).

COMPLETA

Con luz de led delantera y cesta.





Mando ergonómico




Reposabrazos abatibles



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Amortiguación trasera



Desmontable en 4 piezas



Columna de conducción



Luz led delantera

ACCESORIOS



04060552: Funda de almacenaje



04060546: Portabastones

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones I-Comfort (largo x ancho x alto):	1120 x 220 x 935 mm
Peso con baterías I-Comfort:	55 kg
Unidades por caja exterior:	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	1335 x 575 x 530 mm
Peso total de la caja exterior:	58 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso máximo soportado:	136 kg
Tipo motor:	250W 4000rpm
Ruedas:	
Delantera:	9 ". Macizas
Trasera:	9 ". Macizas
Suspensión:	Trasera
Baterías:	
Especificaciones:	12V de 22Ah x 2 unidades
Tipo de cargador:	3A externo
Peso sin baterías:	39,5 kg
Peso de la pieza más pesada:	17 kg
Pendiente máxima:	<45 kg hasta 8° / 45-50 kg hasta 6° 50-91 kg hasta 4° / 91-136 kg hasta 3°
Velocidad máxima:	8 km/h
Radio de giro:	1450 cm



Todas las medidas en milímetros

CERTIFICADOS



GARANTÍA

- Bastidor: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.