



i Tauro (0407005)



La I-Tauro es la Scooter Apex que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad.

FIABLE

Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que los protege de la corrosión y el agua.

POTENTE

Con motor de 500W y dos baterías de 36 Ah.


COMODA

Asiento y columna de conducción regulables. Manillar ergonómico.






Asiento regulable en profundidad



Mando ergonómico



Columna de conducción



Reposabrazos abatibles



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Kit de luces delanteras y de freno

ACCESORIOS



04060552: Funda de almacenaje



04060551: Baúl delantero



04060547: Portabastones



04060548: Soporte botella de oxígeno



04060549: Cesta trasera

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones I-Tauro (largo x ancho x alto):	1200 x 665 x 65 mm
Peso con baterías I-Tauro:	87 kg
Unidades por caja exterior:	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	1415 x 665 x 650 mm
Peso total de la caja exterior:	89 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso máximo soportado:	136 kg
Tipo motor:	500W 3100rpm
Ruedas:	
Delantera:	11 ". Neumáticas
Trasera:	11 ". Neumáticas
Baterías:	
Especificaciones:	12V de 36Ah x 2 unidades
Tipo de cargador:	5A externo
Peso sin baterías:	64 kg
Pendiente máxima:	<82 kg hasta 10° / 82-136 kg hasta 8° / 136 kg hasta 4°
Velocidad máxima:	8 km/h
Radio de giro:	1540 cm



GARANTÍA

- Bastidor: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS



Todas las medidas en milímetros