



I-Galaxy

Movilidad Eléctrica



I-Galaxy

Movilidad Eléctrica

La I-Galaxy es la Scooter Apex que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad. Potencia y fiabilidad en una sola scooter, lo que te permite llegar a donde otros no llegan.

- **Potente:** Con motor de 850W y dos baterías de 75 Ah.
- **Fiable:** Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que le protege de la corrosión y el agua.
- **Cómoda:** Asiento giratorio y regulable en profundidad. Apoyabrazos regulables en anchura y altura. Con suspensión delantera y trasera y ruedas de 13" para un mayor confort.

Elementos destacados:



Asiento giratorio y regulable en profundidad



Respaldo abatible



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Suspensión trasera. Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Manillar ergonómico



Columna de conducción regulable



Suspensión delantera. Con luces de freno, delantera, intermitente y emergencia

Accesorios:



Paravientos



Portabastones



Bolsa trasera con portabastones



Cesta trasera



Soporte botella de oxígeno



Soporte para móvil

Descripción de producto	Referencia
I-Galaxy	0407006
Descripción de accesorios	
Paravientos	04060772
Portabastones	04060547
Bolsa trasera con portabastones	04060773
Cesta trasera	04060549
Soporte botella oxígeno	04060548
Soporte para móvil	04060745

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	172 x 74 x 78 cm
Peso total de la caja	132 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	138 x 68 x 126 cm
Peso máximo soportado	180 kg
Peso con baterías	117 kg
Peso sin baterías	86 kg
Velocidad máxima	15 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 10°
Radio de giro	160 cm
Tipo de motor	850W 5000 rpm
Ruedas delanteras	13". Neumáticas
Ruedas traseras	13". Neumáticas
Baterías	12V de 75 Ah x 2 unidades
Cargador	8A externo

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life

Medidas en cm